

Der Funk-Notrufsender ist ein Zubehör zur Secvest 868. Mit ihm können Sie per Knopfdruck medizinische Hilfe über Ihre Funkalarmzentrale rufen. Mit dem Funk-Notrufsender rüsten Sie Ihre Secvest zu einer Hausnotrufzentrale auf. Ein Knopfdruck genügt und über das integrierte analoge Telefonwahlgerät der Secvest wird ein medizinischer Notruf an eine vordefinierte Nummer oder eine Notrufleitstelle abgesetzt. So ermöglicht der Notrufsender in Kombination mit der Alarmanlage vor allem älteren Menschen ein sorgenfreies Leben in den eigenen vier Wänden. Wenn Sie am Sender den Knopf gedrückt halten, wird alle 5 Sekunden ein Signal übertragen. Befestigen können Sie den Funk-Notrufsender entweder an einen Armband/Gürtel, oder Sie tragen ihn um den Hals. Beim Komplettpaket "Hausnotruf" ist der Funk-Notrufsender bereits im Lieferumfang enthalten.

## Technologien

- Auslösen von medizinischen Notrufen
- Wasserdicht: auch unter der Dusche etc. verwendbar
- Der ideale Schutz für hilfsbedürftige Personen
- Mit Gürtelclip, Halsband und Armband

## Technische Daten - Funk-Notrufsender

Abmessungen	(BxHxT)44x32x13 mm
Batterie - max. Batterielebensdauer	5 Jahr(e)
Breite	44 mm
Höhe	32 mm
Länge	13 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Schutzart IP	65
Spannungsüberwachung	Nein